



## Тема 2. Оборудование, материалы, инструменты

### Вопросы на выбор варианта ответа

#### **1. Выберите правильный вариант ответа.**

Небольшой, одно детальный инструмент, с коротким лезвием и длинной рукояткой, предназначенный для рассечения, мягких тканей, называется -

- А. Корнцанг
- В. Плессиметр
- Б. Ножницы
- Г. Скальпель

#### **2. Выберите правильный вариант ответа.**

Хирургический инструмент, облегчающий доступ к органу путем разведения краев раны и удерживания их в определенном положении, называется :

- А. Долото
- Б. Расширитель
- В. Троакар
- Г. Тубус

#### **2. Вопросы открытой формы**

***Вставьте пропущенное слово.***

Хирургический инструмент предназначен для принудительного раскрытия рта при неотложных состояниях это- \_\_\_\_\_

Двух детальный инструмент с пружинящими рабочими частями, предназначенный для захвата и удерживания тканей, органов, перевязочного материала это \_\_\_\_\_



### 3. Вопросы на установление соответствия

*Установите соответствие между термином и хирургическим прибором*

1	Скальпель, предназначенный для выполнения небольших точных разрезов под операционным микроскопом	А	Остроконечный
2	Скальпель, с помощью которого делают глубокие, но не широкие надрезы	Б	Брюшистый
3	Скальпель, с помощью которого выполняют длинные и широкие, но не глубокие разрезы.	В	Деликатный
4	Скальпель, с помощью которого выполняют прецизионное рассечение тканей в оториноларингологии, хирургической стоматологии, челюстно-лицевой и эстетической хирургии, офтальмологии, урологии	Г	Микрохирургический

*Установите соответствие между термином и хирургическим прибором*

1	Тонометр для не инвазивного измерения артериального давления	А	Центрифуга
2	Прибор, предназначенный для поддержания конкретных значений температуры необходимо для серологических, бактериологических и некоторых других исследований	Б	Сфигмоманометр



	лабораторного типа.		
3	Устройство для разделения с помощью интенсивного вращения дисперсных жидких или эмульсионных систем с неоднородным удельным весом	В	Гигрометр
4	Прибор, предназначенный для определения влажности воздуха	Г	Термостат

#### **4. Вопросы на установление последовательности**

*Укажите правильную последовательность использования троакара при вздутии рубца у крупного рогатого скота.*

1. Сделать прокол. Продвинуть в полость рубца.
2. Прижать щиток к коже.
3. Извлечь стилет.
4. Выстричь волосы, кожу смазать спиртовым раствором йода.

*Укажите правильную последовательность при настройке микроскопа*

1. Установка конденсора в крайнее верхнее положение
2. Фокусировка изображение препарата с помощью перемещения столика
3. Установка объектива среднего увеличения, например, 10x или 20x;
4. Установка резкого края полевой диафрагмы путем перемещения конденсора вниз и вверх.